



Hyalobarrier gel

**Превенция
на срастванията
в гинекологията**




Сраствания в областта
на матката,
маточните тръби,
яйчниците и червата



Hyalobarrier gel® може да се закупи без рецепта от всяка аптека по предварителна заявка (за справка Инфофарма, раздел "Медицински изделия") или чрез вносителя за България – Новус ЕООД


Hyalobarrier gel



Премахване на срастванията



Прилагане на Hyalobarrier gel на мястото



Зараснала тъкан без сраствания на мястото на приложение на гела

Кратка информация за медицинското изделие

Hyalobarrier gel е стерилен и силно вискозен гел, който се получава чрез кондензация на хиалуроновата киселина, един от главните елементи на човешката съединителна тъкан и епителните и мезотелиалните тъкани. Състои се от 100 % чиста хиалуронова киселина, без примеси от каквито и да било други вещества. Благодарение на своя вискозитет може чудесно да прилепне към повърхността на тъканите и към коремната стена. Така образува бариера срещу срастванията, която държи прилежащите тъкани на разстояние една от друга през фазата на зарастване, която следва след хирургическа намеса. Затова индикациите му са за превенция или намаляване на образуването на следоперативни сраствания в областта на корема, таза и матката. Гелът се разгражда изцяло до 4 седмици след приложението му по пътя на естествения метаболизъм на хиалуроновата киселина.

Съхранение:

Трябва да се съхранява в хладилник при температура 2–8°C.

Не бива да замръзва!

Производител: ANIKA THERAPEUTICS S.r.l, Италия

Hyalobarrier gel®: открити хирургични интервенции (лапаротомия), раждане с цезарово сечение

Hyalobarrier gel® endo: ендоскопски интервенции (лапароскопия), операции в матката (хистероскопия)



NORDIC
PHARMA